

1/2MT 培养基（含维生素）不含蔗糖琼脂

产品编号：PM1171

英文名称：1/2 Murashige & Tucker Base Salts with vitamins

产品性状：白色至淡黄色粉末

工作浓度：水溶解，2312.98mg/L

运输条件：常温运输

储存条件：2-8℃，密封储存

特别说明：该产品不适宜制备高浓度母液，会有沉淀产生。

产品组成：（mg/L）

NH ₄ NO ₃	825	MnSO ₄ ·H ₂ O	16.9
CaCl ₂	166.1	Na ₂ MoO ₄ ·2H ₂ O	0.25
MgSO ₄	90.35	KI	0.83
KNO ₃	950	ZnSO ₄ ·7H ₂ O	8.6
KH ₂ PO ₄	85	Glycine	2
H ₃ BO ₃	6.2	moy-Inositol	100
CoCl ₂ ·6H ₂ O	0.025	Nicotinic acid	5
CuSO ₄ ·5H ₂ O	0.025	Pyridoxine HCl	10
FeNaEDTA	36.7	Thiamine HCl	10

特别推荐：Coolaber 公司可根据需求**定制植物培养基**，起订量仅 1kg，详情请咨询销售人员，咨询电话 400-878-6800。