

## 1/2MT 生根培养基

产品编号: PM1173

英文名称: 1/2 MT Rooting Base Salts with vitamins

产品性状: 白色至淡黄色粉末

工作浓度: 水溶解, 2318.58mg/L

运输条件: 常温运输

储存条件: 2-8℃, 密封储存

特别说明: 该产品不适宜制备高浓度母液, 会有沉淀产生。

产品组成: (mg/L)

NH <sub>4</sub> NO <sub>3</sub>	825	KI	0.83
CaCl <sub>2</sub>	166.1	ZnSO <sub>4</sub> ·7H <sub>2</sub> O	8.6
MgSO <sub>4</sub>	90.35	Glycine	2
KNO <sub>3</sub>	950	moy-Inositol	100
KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub>	85	Nicotinic acid	5
H <sub>3</sub> BO <sub>3</sub>	6.2	Pyridoxine HCl	10
CoCl <sub>2</sub> ·6H <sub>2</sub> O	0.025	Thiamine HCl	10
CuSO <sub>4</sub> ·5H <sub>2</sub> O	0.025	Vitamin C	5
FeNaEDTA	36.7	IBA	0.1
MnSO <sub>4</sub> ·H <sub>2</sub> O	16.9	NAA	0.5
Na <sub>2</sub> MoO <sub>4</sub> ·2H <sub>2</sub> O	0.25	-	-

**特别推荐:** Coolaber 公司可根据需求**定制植物培养基**, 起订量仅 1kg, 详情请咨询销售人员, 咨询电话 400-878-6800。