

## 1/2MT 生根培养基（含蔗糖、植物凝胶）（pH5.8±0.2）

产品编号：PM11732-254

英文名称：1/2 MT Rooting Medium

产品性状：白色至淡黄色粉末

工作浓度：水溶解，31.3g/L

运输条件：常温运输

储存条件：2-8℃，密封储存

特别说明：该产品不适宜制备高浓度母液，会有沉淀产生。

产品组成：（mg/L）

NH <sub>4</sub> NO <sub>3</sub>	825	KI	0.83
CaCl <sub>2</sub>	166.1	ZnSO <sub>4</sub> ·7H <sub>2</sub> O	8.6
MgSO <sub>4</sub>	90.35	Glycine	2
KNO <sub>3</sub>	950	moy-Inositol	100
KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub>	85	Nicotinic acid	5
H <sub>3</sub> BO <sub>3</sub>	6.2	Pyridoxine HCl	10
CoCl <sub>2</sub> ·6H <sub>2</sub> O	0.025	Thiamine HCl	10
CuSO <sub>4</sub> ·5H <sub>2</sub> O	0.025	NAA	0.5
FeNaEDTA	36.7	IBA	0.1
MnSO <sub>4</sub> ·H <sub>2</sub> O	16.9	Sucrose	25000
Na <sub>2</sub> MoO <sub>4</sub> ·2H <sub>2</sub> O	0.25	Phytigel	4000

**特别推荐：**Coolaber 公司可根据需求**定制植物培养基**，起订量仅 1kg，详情请咨询销售人员，咨询电话 400-878-6800。