

MS 培养基（1/2 铵盐，含维生素）

产品编号：PM1271

英文名称：Murashige & Skoog medium（1/2 NH₄NO₃, with vitamins）

产品性状：白色至淡黄色粉末

工作浓度：水溶解，3580.53mg/L

运输条件：常温运输

储存条件：2-8℃，密封储存

特别说明：该产品不适宜制备高浓度母液，会有沉淀产生。

产品组成：（mg/L）

NH ₄ NO ₃	825	MnSO ₄ ·H ₂ O	16.9
CaCl ₂	332.2	Na ₂ MoO ₄ ·2H ₂ O	0.25
MgSO ₄	180.7	KI	0.83
KNO ₃	1900	ZnSO ₄ ·7H ₂ O	8.6
KH ₂ PO ₄	170	Glycine	2
H ₃ BO ₃	6.2	myo-Inositol	100
CoCl ₂ ·6H ₂ O	0.025	Nicotinic acid	0.5
CuSO ₄ ·5H ₂ O	0.025	Pyridoxine HCl	0.5
FeNaEDTA	36.7	Thiamine HCl	0.1

特别推荐：Coolaber 公司可根据需求**定制植物培养基**，起订量仅 1kg，详情请咨询销售人员，咨询电话 400-878-6800。