

## 1/2MS 培养基（硫酸亚铁盐，含维生素）

产品编号：PM153

英文名称：1/2 Murashige & Skoog medium（with vitamins）

产品性状：白色至淡黄色粉末

工作浓度：水溶解，2.32g/L

运输条件：常温运输

储存条件：2-8℃，密封储存

特别说明：该产品不适宜制备高浓度母液，会有沉淀产生。

产品组成：（mg/L）

NH <sub>4</sub> NO <sub>3</sub>	825	MnSO <sub>4</sub> ·H <sub>2</sub> O	16.9
CaCl <sub>2</sub>	166.1	Na <sub>2</sub> MoO <sub>4</sub> ·2H <sub>2</sub> O	0.25
MgSO <sub>4</sub>	90.35	KI	0.83
KNO <sub>3</sub>	950	ZnSO <sub>4</sub> ·7H <sub>2</sub> O	8.6
KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub>	85	Glycine	2
H <sub>3</sub> BO <sub>3</sub>	6.2	moy-Inositol	100
CoCl <sub>2</sub> ·6H <sub>2</sub> O	0.025	Nicotinic acid	0.5
CuSO <sub>4</sub> ·5H <sub>2</sub> O	0.025	Pyridoxine HCl	0.5
FeSO <sub>4</sub> ·7H <sub>2</sub> O	27.8	Thiamine HCl	0.1
EDTA-Na <sub>2</sub>	37.3	-	-

特别推荐：Coolaber 公司可根据需求定制植物培养基，起订量仅 1kg，详情请咨询销售人员，咨询电话 400-878-6800。