

## Product Specification

产品类型 / **Product Type:** 分析对照品 / Reference Standards

产品编号 / **Cat Number:** SB8210

产品名称 / **Product Name:** 比枯枯灵

英文名称 / **English Name:** (+)-Bicuculline


别名 / **Also Known As:** 右旋荷包牡丹碱

**CAS Number:** 485-49-4

分子式 / **Molecular Formula:** C<sub>20</sub>H<sub>17</sub>NO<sub>6</sub>

分子量 / **Molecular Wt.:** 367.35

保存 / **Storage:** 2-8°C, Protected from light



项目 / <b>Test:</b>	检测指标 / <b>Specification</b>
外观 / <b>Appearance:</b>	粉末 / Powder
纯度 / <b>Purity:</b>	HPLC≥98%
溶解性 / <b>Solubility:</b>	≥5mg/mL in DMSO
干燥失重 / <b>Loss on drying:</b>	≤2%
复检期 / <b>Recommended Retest Period:</b>	Powder : 2 Years / In solvent : 1 Month

相关文献 / **References:** (若有投稿意向, 欢迎关注我公司奖学金计划 <http://www.solarbio.com/lw.php>)