

## 1M Tris-HCl(PH=7.5)

**货号：**T1140

**规格：**100ml/500ml

**保存：**室温保存，有效期至少 1 年。

**产品简介：** Solarbio 生产的 Tris-HCl 缓冲液是分子生物学、细胞生物学等各种生化试验中常用的缓冲试剂。本产品采用 sigma 进口原料配制而成，Tris (sigma T1503) 浓度为 1mol/L，HCl 调节 PH 至 7.5 (25℃)，经过高压灭菌，便于储存、操作简便。

### 使用说明：

本产品为 1mol/L 储存液，客户可按照实验要求用蒸馏水等对其做相应浓度稀释。

### 注意事项：

1. 高浓度储存液低温保存可能会有结晶析出，可加热助溶，待溶解完全后再行稀释使用；密封保存，防止污染。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴手套操作。

### 相关产品：

*T1090 1M Tris-HCl(PH=7.4)*

*T1120 TE 缓冲液, PH=8.0*

*T1130 1M Tris-HCl(PH=7.0)*

*T1140 1M Tris-HCl(PH=7.5)*

*T1150 1M Tris-HCl(PH=8.0)*

*T1160 1M Tris-HCl(PH=9.0)*